



RÉSEAU NATIONAL DE RDR À DISTANCE

COORDINATION NATIONALE ET ACCUEIL ÎLE-DE-FRANCE, NORMANDIE, CORSE, OUTRE-MER
 Association SAFE
 11, rue de la Porte de la Plaine
 75015 PARIS
 Tel : 01 40 09 04 45
contact@safe.asso.fr
 Contacts : Maryse, Franck, Alexandre, Catherine



GRAND EST : CAARUD 52
 Tel : 03 25 94 47 26
rdradistance@cmsea.asso.fr
 Contacts : Jérôme, Cécile, Gwen



PAYS DE LOIRE :
 CAARUD L'ACOTHÉ
 Tel : 06 67 94 09 14
rdradistancepdl@oppelia.fr
 Contacts : Atmann, Ronan, Elina



AUVERGNE RHONE ALPES :
 CAARUD TEMPO
 Tel : 06 44 14 06 93
rdradistance-aura@oppelia.fr
 Contact : Gabriel



PACA : CAARUD LE PATIO
 Tel : 06 33 34 73 69
rdr-a-distance.paca@groupe-sos.org
 Contacts : Sonia, Nolwenn, Julien, Anelaure



BOURGOGNE : CAARUD LE SPOT
 Tel : 06 74 49 98 60
rdradistancebourgogne@addictions-sedap.fr
 Contacts : David, Pascale



NOUVELLE AQUITAINE :
 CAARUD CEID
 Tel : 06 74 43 61 08
rdradistance@ceid-addiction.com
 Contacts : Célia, Michèle

RÉSEAU NATIONAL DE RDR À DISTANCE



Association SAFE

11 avenue de la porte de la Plaine
 75015 PARIS
www.rdr-a-distance.info



Association de Santé Publique

Bonjour,

Bienvenue à SAFE et chez ses partenaires du réseau national de Réduction Des Risques à Distance !

Ce courrier est destiné à vous expliquer brièvement ce que SAFE et ses partenaires proposent dans le cadre du programme de Réduction des Risques à Distance. Nous accompagnons les usagers de drogues et leur envoyons du matériel de consommation quand ils le désirent, soit parce qu'ils sont trop éloignés des structures, soit parce qu'ils ne souhaitent pas ou ne peuvent pas y aller.

Sauf exception, les colis sont envoyés dans la journée de la commande ou le lendemain. Les colis sont banalisés. Rien n'indique que c'est du matériel médical. Le colis peut être envoyé chez vous, chez une personne qui vous héberge ou en Poste Restante. C'est vous qui choisissez le rythme d'envoi du matériel. Cela peut être par exemple une fois par mois, tous les deux mois, au maximum pour une période de 3 mois.

Il n'y a pas de commande automatique. Vous devez nous contacter à chaque commande. Pour nous joindre :

▲ Soit par téléphone au 01 40 09 04 45

▲ Soit par mail : contact@safe.asso.fr

(voir au dos les coordonnées de vos interlocuteurs en région)



FRANCHE COMTE :
 CAARUD PASSERELLE 39
 Tel : 07 64 61 48 68
rdradistancefcomte@oppelia.fr
 Contacts : Océane, Pauline, Soline



HAUTS DE FRANCE : CAARUD ELLIPSE
 Tel : 06 07 63 76 46 / 03 20 52 00 97
rdradistance@lasauvegardedunord.fr
 Contacts : Anne, Justine, Estelle



CENTRE : CAARUD L'OASIS
 Tel : 06 84 12 60 79 / 02 38 28 07 02
rdradistance.centre@associationespace.fr
 Contacts : Laurie, Valérie, Cyrielle



BRETAGNE : CAARUD PARE A CHUTES
 Tel : 06 67 58 73 93
rdradistancebretagne@douarvez.com
 Contacts : Denis, Sophie, Audrey



OCCITANIE : CAARUD INTERMEDE
 Tel : 07 67 18 73 47
rdradoccitanie@clemence-isaure.org
 Contacts : Virginie, Bérengère, Julien

Nous proposons un suivi personnalisé et permettons un accès gratuit à :

- Du matériel de consommation
- Des kits de **dépistage** (VIH, hépatites B et C, syphilis)
- La **naloxone**, médicament antidote aux overdoses d'opioïdes (forme injectable intramusculaire ou forme spray nasal)
- **L'analyse de produits**

Ci-dessous, la liste du matériel que nous proposons :

- ⤴ Kit exper'® 1ml et 2ml (qui remplacent les anciens Kits +® / Steribox®)
- ⤴ Kit Trans (pour l'injection d'hormones)
- ⤴ Seringue avec aiguille sertie : 0,5ml et 1ml (insuline),
- ⤴ Seringue avec aiguille pré-montée démontable (non sertie) : OMNICAN® 1ml
- ⤴ Seringue sans aiguille : 1ml, 1ml à faible volume mort, 2 ml, 2,5 ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml
- ⤴ Seringue sans aiguille à embout Luer lock (permet de visser l'aiguille) : 1 ml, 2 ml, 2,5 ml
- ⤴ Aiguille de la plus fine à la plus grosse avec différentes longueurs : **G30 jaune** (0,30x13mm), **G27 grise** (0,4x13mm - 0,4x19mm), **G26 marron** (0,45x10mm - 0,45x12mm - 0,45x13mm - 0,45x16mm), **G25 orange** (0,5x16mm - 0,5x25mm - 0,5x40mm et en faible volume mort 0,5x 16mm - 0,5x25mm), **G23 bleue** (0,6x25mm - 0,6x30mm), **G21 verte** (0,8x40mm - 0,8x25mm), **G20 jaune** (0,9x40mm - 0,9x25mm) et trocart de prélèvement **G18 rose** (1,2x40mm)
- ⤴ Filtre antibactériens et antifongiques : filtre exper'® 17 mm, filtre toupie **25mm**, **28mm**, **33 mm**
- ⤴ Autre filtre sans action anti-bactérienne et antifongique : sterifilt®, sterifilt high-speed® / fast®

- ⤴ Cup / cuillère (petite ou grande) et set exper'® (grande cup + filtre exper'®)
- ⤴ Eau PPI (Préparation Pour Injectable) 5ml
- ⤴ Lingette à la chlorhexidine antiseptique : **nettoyante** (rouge), **virucide** (bleue)
- ⤴ Tampon alcool (sachet de 50 unités)
- ⤴ Crème **hydratante** (en dosette ou en tube), crème **cicatrisante** (« crème bleue ») aux oligo-éléments
- ⤴ Garrot : caoutchouc, sans latex, « 1 main », ou clip
- ⤴ Champ de soin (préparation du matériel sur surface propre)
- ⤴ Acide ascorbique
- ⤴ Matériel Plug (utilisation anale ou vaginale)
- ⤴ Roule Ta Paille (carnet de 20 feuilles) et sérum physiologique
- ⤴ Kit atomiseur = kit MAD® pour la pulvérisation sur les muqueuses nasales ou anales ou vaginales
- ⤴ Pipe d'inhalation : pipe universelle (pipe avec foyer de chauffe, sans métal), kit crack (tube avec grille inox de chauffe)
- ⤴ Grille inox pour pipes à crack
- ⤴ Embout carton avec filtre en cellulose pour pipe d'inhalation
- ⤴ Feuilles d'aluminium (carnet de 20 feuilles)
- ⤴ Container pour seringues et matériels usagés : 0,6L, 1L, 2,5L, 5L
- ⤴ Préservatif : masculin/externe taille L ou XL (par 6), féminin/interne (à l'unité)
- ⤴ Gel intime (dosette ou tube de gel à base d'eau et tube de gel à base de silicone) ; matériel pour Fist (gel, gants) ; drap vinyl noir lavable ; nettoyant pour sextoys ; lingette **intime** (rose)
- ⤴ Matériel festif : bouchons d'oreille, éthylotest, couverture de survie, capote de verre
- ⤴ Matériel de dosage et pesée (pipette, tube, balance)